

BC1360 - FAJA TRICARE. SACRO LUMBAR ALTA - 32cm



INSTRUCTIVO DE COLOCACIÓN

1. Si desea utilizar el Body Care Gel, introdúzcalo dentro de la almohadilla removible y adhiérala a la espalda con el Velcro® en la parte interior.
2. Introduzca los dedos de ambas manos, a través de las abrazaderas de las punteras rígidas para ejercer fuerza.
3. Tire firmemente de la puntera izquierda y posicónela por encima del abdomen.
4. Sin soltar la puntera izquierda, tire firmemente de la puntera derecha y cóloquela por encima de la puntera izquierda.
5. Luego sujete las correas exteriores, la derecha sobre la izquierda.

